

三井式 温熱治療器 Ⅲ

〈家庭用管理医療機器〉

ご自宅で手軽にできる温熱セルフケア！

三井温熱治療器Ⅲの効能効果の範囲

- ①疲労回復 ②血行をよくする ③筋肉の疲れをとる ④筋肉のこりをほぐす
- ⑤神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 ⑥胃腸の働きを活発にする



- 取扱説明書、保証書
- 綿カバー2枚

¥99,000(税込)

FFC(免疫加工)の100% Cottonのヘッドカバー

FFC(免疫加工)とは、素材そのものに含まれる水分に水溶性の2種類の鉄(Fe²⁺・Fe³⁺)ミネラルを含浸させることで化学物質の害を最小限に抑えることができる加工です。

かんたん操作で使いやすい

毎日のセルフケアにぴったり。



① 大きなヘッド部分

広い発熱板のある大きなヘッドをカラダにあてると、温灸器の熱が効率よく伝わり、注熱効果を高めます。

② 温度設定が簡単なコントロールパネル

身体の状態に合わせ、5段階の中から温度設定が選べます。残り時間も表示され、60分経つと自動的に電源が切れます。

③ 軽量で手に馴染みやすい

グリップ部分は、片手でも楽に動かせます。緩やかなカーブがついて、背中や腰など背部にもあてやすい形状となっています。

■ 設定温度

1	2	3	4	Pro
約42℃	約55℃	約62℃	約70℃	約86℃

※温度設定ボタンを長押しすると、Pro設定に移行します。

製品概要

販売名	三井式温熱治療器Ⅲ
医療機器認証番号	22100BZX01108000
名称	温灸器
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	31W
定格時間	60分
外形寸法	制御部／幅160×奥行100×高さ40(mm) 発熱部／幅70×奥行230×高さ30(mm)
重量	制御部／230g 発熱部／160g

販売元

三井温熱 株式会社
〒286-0201 千葉県富里市日吉台 3-36-1 TEL.0476-37-8771

製造販売元

株式会社エスエヌディ
〒392-0012 長野県諏訪市大字四賀 3225-2 TEL.0266-58-6680



温灸器を身近に便利に お使いいただける関連商品

関連商品

■ マイハンドらくらく (別売品)

手では届きにくい
背中にも、温灸器が
らくらく届きます！



温熱の最大の治療ポイントはなんと
いっても背中。
その手の届きにくい背中に温灸器が
らくらく届くように開発されたアイ
テムが「マイハンドらくらくⅡ」です。

すわった状態で使用するだけでなく、あおむけの状態でも使用できるのも便利です。温灸器の頼れるパートナーとして、毎日のセルフケアには欠かせない存在になることでしょう。